

Монометилированный Гистон H3-R26 Кроличий Поликлональное Антитело – Q16695/P68431 Для ВБ, Иф/Ихк, Ифа

Артикул: CM0000389



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфично распознающее монометилированный гистон H3 по аргинину 26 (Q16695/P68431). Валидировано для применения в ВБ, ИФ/ИХК, ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши, крысы, предсказана перекрестная реактивность с широким спектром других видов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Монометилированный гистон H3-R26 кроличье pAb
Примечания / синонимы	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R26
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид / Синтетический монометилированный пептид, соответствующий области R26 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (предсказана для широкого спектра)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом