


Кроличья Поликлональная Антитела К
Монометилированному Гистону H3-R8 (Q16695/P68431) Для
Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Артикул: CM0000404



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитела к монометилированному гистону H3-R8, подходящая для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Распознает гистон H3.1t и H3.1 человека, мыши и крысы, монометилированный по аргинину 8, около 15 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к монометилированному гистону H3-R8
Примечания/алиасы	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R8
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический монометилированный пептид, соответствующий области R8 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (предсказана широкая специфичность)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	С пакетом охлаждения