


Поликлональное Антитело Кролика К Монометилированному Гистону H4-K20 (P62805) Для Эпигенетических Исследований, Wb/Elisa

Артикул: CM0000274



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против монометилированного лизина 20 гистона H4 (P62805). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает широкой перекрестной реактивностью с видами. Идеально подходит для изучения динамики модификаций гистонов в эпигенетической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к монометилированному гистону H4-K20
Примечания/Альясы	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; F0108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K20
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	H4
Идентификатор гена	8359
Иммуноген	Синтетический пептид – синтетический монометилированный пептид, соответствующий области K20 гистона H4 человека (NP_003539.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Хладоэлемент