


Кроличье Моноклональное Антитело Против Моно-Метилированного Гистона H4-K20 (P62805) Для Вестерн-Блоттинга, Дот-Блоттинга, Иммуногистохимии В Парафиновых Срезях, Elisa

Артикул: CM0000300



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против моно-метилированного лизина 20 человеческого гистона H4 (SWISS: P62805). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), дот-блоттинга (DB), иммуногистохимии в парафиновых срезях (IHC-P) и ELISA; перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой и другими видами. Для исследований в области in vitro диагностики (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против моно-метилированного гистона H4-K20
Примечания/Альтернативные названия	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K20
Вид	Человек
GeneID (человек)	8359/8370
GeneID	8359
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический моно-метилированный пептид вокруг K20 человеческого гистона H4 (NP_003539.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), дот-блоттинг (DB), иммуногистохимия в парафиновых срезях (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие виды (предполагается широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом