


Кроличья Поликлональная Антитела К Монометилгистону H4-K20 (P62805) - Антитело Для Эпигенетических Исследований В Методах Wb, Ihc, If/Icc, Elisa

Артикул: CM0000356



введение

Кроличья pAb к монометилгистону H4-K20 выявляет монометилированный лизин 20 гистона H4 (P62805). Кроличьи поликлональные антитела, валидированные для WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реактивность с человеческими, мышиными, крысиными белками, прогнозируется широкая реактивность с другими видами. Идеально подходит для исследований хроматиновой биологии и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к монометилгистону H4-K20
Примечания/аллиасы	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; монометилгистон H4-K20
Вид	Человек
ID гена (человек)	H4
ID гена	8359
Иммуноген	Синтетический монометилированный пептид, соответствующий району K20 гистона H4 человека (NP_003529.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодильный пакет