


Кроличье Поликлональное Антитело К Monomethyl-Histone H4-K5 (P62805) Для If/Icc И Elisa

Артикул: CM0000285



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на монометилированный гистон H4 по лизину 5 (P62805). Валидировано для IF/ICC и ELISA, обладает широкой видовой реактивностью. Идеально для эпигенетических исследований и разработки ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к MonoMethyl-Histone H4-K5
Примечания/Алиасы	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K5
Вид	Человек
GeneID (человек)	H4
GeneID	8359
Иммуноген	Синтетический пептид, синтетический монометилированный пептид вокруг K5 гистона H4 человека (NP_003529.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	В пакете со льдом