


Кроличья Поликлональная Антитела К
Монометилированному Гистону H4 По Остатку R3 (P62805) |
Антитело Готовое Для If/Icc И Elisa

Артикул: CM0000311



введение

Кроличье поликлональное антитело против монометилированного аргинина 3 человеческого гистона H4 (SWISS P62805). Подходит для иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА; перекрестно реагирует с образцами человека, мыши, крысы и других видов. Идеально подходит для эпигенетических и хроматинных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к монометилированному гистону H4-R3
Примечания/Алиасы	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; MonoMethyl-Histone H4-R3
Вид	Человек
Ген ID (человек)	H4
Ген ID	8359
Иммуноген	Синтетический монометилированный пептид, соответствующий области R3 человеческого гистона H4 (NP_003529.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодильный пакет