


Кроличье Поликлональное Антитело К Monomethyl-Histone H4-R3 | P62805 | Вестерн-Блоттинг, Игх-П, Иф/Ицх, Elisa

Артикул: CM0000403



введение

Высокоспецифичное кроличье поликлональное антитело для детекции монометилованного аргинина 3 гистона H4 человека (SWISS P62805). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и иммуноферментного анализа (ELISA); перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы и, предположительно, широкого круга других видов. Поддерживает эпигенетические исследования и разработку тестов для in vitro диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к MonoMethyl-Histone H4-R3 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; MonoMethyl-Histone H4-R3
Вид	Человек
GeneID (человек)	H4
GeneID	8359
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический монометилованный пептид вокруг R3 гистона H4 человека (NP_003529.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом