


Кроличье Поликлональное Антитело К Моно-Метилированному Nono/P54Nrb (R357/R365) (Q15233) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa

Артикул: CM0000368



введение

Кроличье поликлональное антитело против моно-метилированного R357/R365 белка человека NONO/p54nrb (UniProt Q15233). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека и крысы. Идеально для изучения роли NONO в сплайсинге, параспеклах, репарации ДНК и врожденном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к моно-метилированному NONO/p54nrb-R357/R365
Примечания/Альтернативные названия	P54; NMT55; NRB54; MRX534; P54NRB; PPP1R114; MonoMethyl-NONO/p54nrb-R357/R365
Вид	Человек
GeneID (человек)	4841
GeneID	4841
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический моно-метилированный пептид, соответствующий участку вокруг R357 и R365 белка человека NONO/p54nrb (Q15233).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q15233
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом