

Монометил-Uhrf1-K385 Кроличья Pab (Q96T88) - Эпигенетическое Антитело Для Wb, Db, Elisa

Артикул: CM0000232



введение

Кроличья поликлональное антитело, специфичное к монометилированному UHRF1 в позиции K385 (Q96T88). Валидировано для вестерн-блоттинга, дот-блота и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метилирования ДНК и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	МоноМетил-UHRF1-K385 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95; МоноМетил-UHRF1-K385
Вид	Человек
GeneID (человек)	29128
GeneID	29128
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический монометилированный пептид в районе K385 человеческого UHRF1 (NP_001041666.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	WB, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96T88
Молекулярный вес белка	90кДа
Доставка	Сумка со льдом