


Кроличья Поликлональная Антитело К Монометил-Yap1-K342 (P46937) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа

Артикул: CM0000259



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, специфически распознающее монометилованный YAP1 в лизине 342. Идеально подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с образцами человека, мыши и крысы. Исследование сигнального пути Hippo.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	MonoMethyl-YAP1-K342 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; MonoMethyl-YAP1-K342
Вид	Человек
GeneID (человек)	10413
GeneID	10413
Иммуноген	Синтетический монометилованный пептид в области K342 человеческого YAP1 (NP_001123617.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилованные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46937
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом