


## Морфологический Поликлональное Антитело Кролика К Morf4L1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ubu8

Артикул: CM0026940



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на MORF4L1 (MRG15). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований регуляции хроматина и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье поликлональное антитело к MORF4L1                                                                               |
| Примечания/Алиасы         | Eaf3; MEAF3; MRG15; FWP006; S863-6; HsT17725; MORFRG15; MORF4L1                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                  |
| GeneID                    | 10933                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-100 человеческого белка MORF4L1 (NP_006782.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                  |
| Применение                | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                     |
| SWISS                     | Q9UBU8                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 41 кДа                                                                                                                   |
| Доставка                  | Сумка-холодильник с ice-пакетами                                                                                         |