

Моноклональное Антитело Мыши Против Человеческого Cd11b Для Проточной Цитометрии — P11215

Артикул: CM0012060



введение

Моноклональное антитело мыши против человеческого CD11b, конъюгированное с флуорофором, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на интегрин альфа-M (ITGAM), рецептор адгезии лейкоцитов, участвующий во врождённом иммунитете. Подходит для образцов человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело мыши против человеческого CD11b
Примечания/синонимы	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Вид	Человек
GeneID	3684
Иммуноген	Синтетический пептид, происходящий из человеческого CD11b
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P11215
Молекулярная масса белка	127 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом