

Мышинная Моноклональная Антитело Против Человеческого Cd11b Для Проточной Цитометрии - P11215

Артикул: CM0011932



введение

Конъюгированная с мышинная моноклональная антитело, нацеленная на человеческий CD11b (альфа-M интегрин). Подходит для применения в проточной цитометрии, проявляет перекрестную реактивность с человеческим антигеном. Идеально подходит для иммунологических исследований адгезии моноцитов/макрофагов и фагоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинная mAb против человеческого CD11b
Примечания/Альтернативные названия	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Вид	Человек
ID гена	3684
Иммуноген	Синтетический пептид, происходящий из человеческого CD11b
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11215
Молекулярная масса белка	127 кДа
Доставка	С ледяным пакетом