

Моноклональное Антитело Мыши Против Человеческого Cd11C, Конъюгированное С Для Проточной Цитометрии - P20702

Артикул: CM0011473



введение

Моноклональное антитело мыши, направленное против человеческого CD11c (интегрин альфа-X), конъюгированное с . Валидировано для проточной цитометрии (FC), идеально подходит для изучения адгезии моноцитов и гранулоцитов, а также воспалительных реакций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Mouse anti-Human CD11c mAb
Примечания/Псевдоним	CD11C; SLEB6
Вид	Человек
GeneID	3687
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD11c человека.
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20702
Молекулярный вес белка	128 кДа
Транспортировка	С ледяным пакетом