

Мышиное Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd15/Ssea-1 Для Проточной Цитометрии - P22083

Артикул: CM0009496

введение

Конъюгированное с мышиное моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD15/SSEA-1 (FUT4) для проточной цитометрического анализа. Валидировано для человеческих образцов, распознает антиген Lewis X, ключевой в биологии лейкоцитов и исследованиях стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	мышиное моноклональное антитело против человеческого CD15/SSEA-1
Примечания/Алиасы	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Вид	Человек
Gene ID	2526
Иммуноген	Синтезированный пептид, полученный из человеческого CD15/SSEA-1
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P22083
Молекулярная масса белка	59kDa
Доставка	Ледяной пакет