

Моноклональное Антитело Мыши Против Человеческого Cd1A Для Проточной Цитометрии — P06126

Артикул: CM0010103



введение

Моноклональное антитело мыши, меченное флуорофором , направленное против человеческого CD1a, валидированное для проточной цитометрии. Подходит для детекции CD1a на тимоцитах, клетках Лангерганса и дендритных клетках в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело мыши против человеческого CD1a
Примечания/синонимы	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	909
ID гена	909
Иммуноген	Синтетический пептид Синтезированный пептид, соответствующий последовательности человеческого CD1a.
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06126
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом