

Мышиное Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd3 Для Проточной Цитометрии И Стимуляции T1-Клеток In Vitro - P07766

Артикул: CM0009312



введение

Мышиное моноклональное антитело, нацеленное на эpsilon-цепь CD3 человека. Валидировано для проточной цитометрии и стимуляции/активации Т-клеток in vitro. Реагирует с человеческим CD3. Подходит для иммунологических исследований и исследований Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное антитело против человеческого CD3 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; Антиген CD3E
Вид	Человек
GeneID (Человек)	916
GeneID	916
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC), стимуляция/активация Т-клеток in vitro
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом