

Мышиные Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd3 Для Проточной Цитометрии - P07766

Артикул: CM0010517



введение

Моноклональные антитела (мышиные) против человеческого CD3 для проточной цитометрии, нацеленные на эпсилон-цепь CD3 (P07766). Обеспечивают надежное обнаружение Т-лимфоцитов в диагностических и исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиные МАТ против человеческого CD3
Примечания/Псевдоним	Т3Е; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
ID гена (Человек)	916
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD3 человека
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07766
Молекулярный вес белка	23 кДа
Доставка	В ледяном пакете