

Мышьиные Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd56 (Ncam1) Для Проточной Цитометрии - P13591

Артикул: CM0011020



введение

Мышьиные моноклональные антитела против человеческого CD56 (NCAM1), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для иммунотипирования, исследований стволовых клеток и применений в нейронауках. Обнаруживают молекулу клеточной адгезии, участвующую в развитии нервной системы и проникновении вируса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышьиные МАб против человеческого CD56
Примечания/Псевдоним	CD56; NCAM; MSK39
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4684
GeneID	4684
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD56
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13591
Молекулярный вес белка	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
Доставка	Сумка со льдом