

Моноклональное Антитело Мышиное Против Мышиного/Крысиного Cd90.1 Для Проточной Цитометрии - P01831

Артикул: CM0008298

введение

Мышинное моноклональное антитело против мышиного/крысиного CD90.1 (Thy-1), конъюгированное с красителем , предназначенное для проточной цитометрии. Обнаруживает закрепленный GPI мембранный гликопротеин, участвующий в синаптогенезе и межклеточных взаимодействиях. Подходит для нейронных и иммунологических исследований на мышах и крысах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинное мАнтитело против мышиного/крысиного CD90.1
Примечания/Альтернативные названия	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Вид	Мышь
ID гена (человек)	7070
ID гена	21838
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного/крысиного CD90.1
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P01831
Доставка	Сумка-холодильник со льдом