


Мышиные Моноклональные Антитела Кроличьим IgG (Fc) Для Проточной Цитометрии - P01870

Артикул: CM0005162



введение

Мышиные моноклональные антитела, конъюгированные с , нацеленные на Fc-регион кроличьих IgG (P01870). Валидированы для детекции кроличьих IgG методом проточной цитометрии в исследовательских и диагностических целях. Специфичны к константному региону кроличьих IgG.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Мышиные моноклональные антитела к кроличьим IgG (Fc)
Реактивность к видам	Кролик
ID гена (Человек)	3500
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 96-323 кроличьих IgG (Fc) (P01870)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Кролик
SWISS	P01870
Молекулярный вес белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом