


Мышиное Моноклональное Антитело Против Кроличьего IgG (Fc) Для Fc - P01870

Артикул: CM0012485



введение

Конъюгированное с мышиное моноклональное антитело, нацеленное на Fc-регион кроличьего IgG (UniProt: P01870), специально валидированное для проточной цитометрии для детекции кроличьего IgG в различных исследовательских и диагностических приложениях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное антитело против кроличьего IgG (Fc) mAb
Вид	Кролик
GeneID (Человек)	3500
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 96-323 кроличьего IgG (Fc) (P01870)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Кролик
SWISS	P01870
Молекулярный вес белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом