


## Мышиное Моноклональное Антитело Против Кроличьего Igg (Fc) Для Fc - P01870

Артикул: CM0004912



### введение

Высококачественное конъюгированное с мышиное моноклональное антитело, нацеленное на Fc-регион кроличьего IgG (SWISS P01870), валидированное для проточной цитометрии. Идеально для иммуноанализов и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Мышиное mAb против кроличьего IgG (Fc)                                                                                       |
| Вид                       | Кролик                                                                                                                       |
| GeneID (человек)          | 3500                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 96-323 кроличьего IgG (Fc) (P01870) |
| Источник                  | Мышь                                                                                                                         |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                      |
| Применение                | FC (проточная цитометрия)                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Кролик                                                                                                                       |
| SWISS                     | P01870                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 35 кДа                                                                                                                       |
| Доставка                  | В пакете со льдом                                                                                                            |