


Мышинная Моноклональная Антитело Против Кроличьей Igg (Fc), Конъюгированная , Для Проточной Цитометрии — P01870

Артикул: CM0010034



введение

Мышинная моноклональная антитело, конъюгированная , нацеленная на регион Fc кроличьей IgG (UniProt P01870). Идеально подходит для проточной цитометрии, обеспечивает специфическое детектирование с иммуногеном, валидированным рекомбинантным белком. Высокое качество для разработки иммуноанализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинная mAb против кроличьей IgG (Fc)
Вид	Кролик
GeneID (человек)	3500
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 96-323 Fc-области кроличьей IgG (P01870)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Кролик
SWISS	P01870
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом