


Мышиное Моноклональное Антитело Против Кроличьего IgG (Fc) Для Проточной Цитометрии - P01870

Артикул: CM0006837



введение

Высокоспецифичное мышиное моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на Fc-область кроличьего IgG (P01870). Валидировано для проточной цитометрии; идеально для детекции кроличьих иммуноглобулинов в иммуноанализах и иммунофлуоресцентных приложениях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное mAb против кроличьего IgG (Fc)
Вид	Кролик
ID гена (Человек)	3500
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 96-323 кроличьего IgG (Fc) (P01870)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Кролик
SWISS	P01870
Молекулярный вес белка	35 кДа
Доставка	В пакете со льдом