

Мышиное Моноклональное Антитело Против Кроличьего IgM (Fc) Для Fc - P03988

Артикул: CM0010952

введение

Мышиное моноклональное антитело против Fc-области кроличьего IgM, конъюгированное с для проточной цитометрии. Нацелено на константную область мю-тяжелой цепи иммуноглобулина кролика (P03988). Специфически реагирует с кроликом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное антитело против кроличьего IgM (Fc) mAb
Вид	Кролик
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 107-458 кроличьего IgM (Fc) (P03988)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Кролик
SWISS	P03988
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом