

Мышиное Моноклональное Антитело Против Кроличьих Igm (Fc) Для Проточной Цитометрии - P03988

Артикул: CM0006983

введение

Мышиное моноклональное антитело (конъюгат), специфичное к Fc-области кроличьих IgM. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 107-458, P03988). Валидировано для проточной цитометрии. Идеально для разработки диагностических тестов и исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное моноклональное антитело против кроличьих IgM (Fc)
Вид	Кролик
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 107-458 кроличьих IgM (Fc) (P03988)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Кролик
SWISS	P03988
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом