

Мышиные Моноклональные Антитела Против Кроличьего IgM (Fc) Для Проточной Цитометрии - P03988

Артикул: CM0004833

введение

Мышиные моноклональные антитела, конъюгированные с , специфичные к Fc-области кроличьего IgM (P03988). Подходят для проточной цитометрии, не имеют перекрестной реактивности с другими видами. Идеальны для обнаружения кроличьих иммуноглобулинов в исследовательских и диагностических анализах.

[Узнать больше](#)

Атрибут	Значение
Название продукта	Мышиные мАт против кроличьего IgM (Fc)
Вид	Кролик
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 107-458 кроличьего IgM (Fc) (P03988)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Кролик
SWISS	P03988
Молекулярный вес белка	52 кДа
Доставка	С ледяным пакетом