

Mouse IgG 1 Isotype Control — Изотипный Контроль Для Проточной Цитометрии

Артикул: CM0009180

введение

Mouse IgG 1 isotype control, полученный от мыши, представляет собой моноклональное антитело, предназначенное для проточной цитометрии (FC) в качестве отрицательного контроля для оценки неспецифического связывания в исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Mouse IgG 1 isotype control
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Транспортировка	Ледяной пакет