

Изотипный Контроль Мышиных IgG1 — Изотипный Контроль

Артикул: CM0009395

введение

Моноклональное антитело изотипный контроль мышиных IgG1 для проточной цитометрии. Получено от мыши, предназначено для измерения неспецифического связывания в анализах проточной цитометрии, обеспечивая точную настройку гейтинга и оценку фона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	изотипный контроль мышиных IgG1
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Доставка	Сумка со льдом