

Изотипный Контроль Мышиных IgG 1 - Изотипный Контроль

Артикул: CM0009303

введение

Изотипный контроль мышиных IgG 1 представляет собой моноклональное антитело, конъюгированное с , для использования в качестве отрицательного контроля в экспериментах с проточной цитометрией. Получен от мыши, обеспечивает точную настройку гейтинга и оценку фона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	изотипный контроль мышиных IgG 1
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Доставка	С ледяным пакетом