

Mouse Igg 1 Изотипный Контроль

Артикул: CM0005413

введение

Mouse IgG 1 изотипный контроль, моноклональное антитело для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для определения фоновой окраски в анализах проточной цитометрии, получено от мыши с использованием рекомбинантного антигена. Доставляется в пакете со льдом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Mouse IgG 1 изотипный контроль
Антиген	Рекомбинантный белок
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Доставка	Пакет со льдом