

Контроль Изотипа Мыши IgG 2A -

Артикул: CM0011618

введение

Контроль изотипа мыши IgG 2a для проточной цитометрии (ПЦ). Иммуноген — рекомбинантный белок, мышинное моноклональное антитело. Идеально подходит для оценки фонового окрашивания и неспецифического связывания в иммунофлуоресцентных исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Контроль изотипа мыши IgG 2a
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Доставка	Холодильный пакет