

Изотипный Контроль Mouse IgG 2A

Артикул: CM0012522

введение

Изотипный контроль Mouse IgG 2a представляет собой моноклональное антитело, полученное из мыши, предназначенное для использования в качестве изотипного контроля при проточной цитометрии (ПЦ). Он помогает различить специфическое и неспецифическое связывание, обеспечивая точность экспериментальных результатов. Поставляется в пакетах со льдом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Изотипный контроль Mouse IgG 2a
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Доставка	Пакет со льдом