

Мышиный Изотипный Контроль IgG 2A - Изотипный Контроль

Артикул: CM0010304

введение

Изотипный контроль мышиный IgG 2a, меченный — это моноклональное антитело мышиного происхождения, разработанное в качестве отрицательного контроля для проточной цитометрии (ПЦ). Он помогает обеспечить точное гатирование и устранить фоновое окрашивание в исследовательских анализах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиный изотипный контроль IgG 2a
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Происхождение	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Доставка	Айс-пак