

## Изотипный Контроль Мыши IgG 2A

Артикул: CM0009392

введение

Изотипный контроль мыши IgG 2a представляет собой конъюгат моноклонального антитела, предназначенный для приложений проточной цитометрии (FC). Он служит в качестве отрицательного контроля для оценки неспецифического связывания и фоновой окраски в анализах на основе IgG 2a мыши.

[Узнать больше](#)

| Параметр          | Значение                       |
|-------------------|--------------------------------|
| Название продукта | изотипный контроль мыши IgG 2a |
| Иммуноген         | Рекомбинантный белок           |
| Источник          | Мышь                           |
| Категория         | Моноклональные антитела        |
| Применение        | FC                             |
| Доставка          | Сумка-холодильник              |