

Контрольное Антитело Изотипа Mouse Igg 2B - A25491

Артикул: CM0008090

введение

Мышиное моноклональное контрольное антитело изотипа IgG2b для проточной цитометрии. Валидировано для образцов мыши, это антитело оценивает неспецифическое связывание в иммуноанализах и диагностических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Контрольное антитело изотипа Mouse IgG 2b
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
Условия доставки	В пакете со льдом