

Изотипный Контроль Мышиных IgG 2C - A26280

Артикул: CM0005551

введение

Изотипный контроль моноклональных мышиных IgG2c, конъюгированных с , для проточной цитометрии (FC). Используется для оценки неспецифического связывания и фонового сигнала. Рекомбинантный белковый иммуноген, источник — мышь. Доставка в охлажденном виде. Проверьте в вашей системе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	изотипный контроль мышиных IgG 2c
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Доставка	В ледяном пакете