

Изотипный Контроль Мышиных IgG1, Меченный

Артикул: CM0011627

введение

Конъюгированный с моноклональный мышиный антитело изотипного контроля IgG1 для проточной цитометрии (ПЦ).
Продукт получен в мышах, иммуноген — рекомбинантный белок. Идеально подходит для определения уровня фонового окрашивания при исследованиях в области IVD и разработке анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Изотипный контроль мышиных IgG 1, меченный
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Доставка	Холодильный пакет