

Поликлональное Антитело Кролика К Lins1 Мыши Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Lins1

Артикул: CM0016913

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на LINS1 мыши, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенный LINS1 в образцах мыши и крысы; прогнозируемые полосы находятся на уровнях 55 кДа и 85 кДа. Подходит для неврологических и developmental исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LINS1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	Lins; Lins2; Wins2; 2700083B01Rik; LINS1
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	55180
Идентификатор гена	72635
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 LINS1 мыши (NP_690028.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
Молекулярная масса белка	55 кДа/85 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом