

## Моноклональное Антитело Для Панели Мышиных Mdsc — Mouse Mdsc Panel

Артикул: CM0006243

### введение

Mouse MDSC Panel — это коктейль моноклональных антител для проточной цитометрического анализа миелоидных супрессорных клеток мыши. Он обеспечивает специфическую реактивность с образцами мыши, поддерживая иммунологические исследования и разработку диагностических средств.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                  |
|---------------------------|---------------------------|
| Название продукта         | Mouse MDSC Panel          |
| Категория                 | Моноклональные антитела   |
| Применение                | Проточная цитометрия (FC) |
| Перекрестная реактивность | Мышь                      |
| Доставка                  | В ледяном пакете          |