

Панель Моноклональных Антител К Т-Клеткам Мыши Для Проточной Цитометрии — Панель Т-Клеток Мыши

Артикул: CM0004460

введение

Данная панель моноклональных антител к Т-клеткам мыши предназначена для применения в проточной цитометрии (ПЦ) и специфически нацелена на Т-клетки мыши. Этот продукт идеально подходит для иммунофенотипирования и исследования субпопуляций Т-клеток мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Панель Т-клеток мыши
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
Доставка	Холодильный пакет