

Моноклональные Антитела Панели Treg Мыши Для Проточной Цитометрии — Панель Treg Мыши

Артикул: CM0012180

введение

Высококачественные моноклональные антитела кролика для панели Treg мыши для проточной цитометрии. Идеально подходят для выявления и анализа регуляторных T-клеток мыши. Надежное сырье для IVD от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Панель Treg мыши
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Мышь
Условия транспортировки	Пакет со льдом