

Панель Моноклональных Антител (Кроличьих) Для Регуляторных Т-Клеток Мыши (Treg) Для Проточной Цитометрии - Панель Для Мышиных Treg

Артикул: CM0008509

введение

Панель моноклональных антител (кроличьих) для регуляторных Т-клеток мыши (Treg), специально предназначенная для анализа методом проточной цитометрии (FC). Идеальна для исследований в иммунологии и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Панель для мышиных Treg
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
Условия доставки	В пакете со льдом