

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ubn2 Мыши - Ubn2

Артикул: CM0016970

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против UBN2 мыши (NP_796159.3), полученное с использованием синтетического пептида в пределах аминокислот 1-100. Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА, с зарегистрированной перекрестной реактивностью с UBN2 человека. Предполагаемые молекулярные веса варьируются от 130 до 141 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UBN2 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	mKIAA2030, 2900060J04Rik, 6030408G03Rik, D130059P03Rik, UBN2
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	254048
ID гена (Мышь)	320538
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 UBN2 мыши (NP_796159.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
Молекулярный вес белка	130kDa/131kDa/141kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент