

Кроличья Поликлональная Антитело К Мышиному Wdr33 - Wdr33

Артикул: CM0012912

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против мышиногo WDR33, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с человеческим и крысиным WDR33, обнаруживая изоформы с молекулярной массой 30, 38 и 145 кДа. Идеально подходит для исследований белков и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WDR33 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	WDC146; 1110001N06Rik; 2310011G05Rik; 2810021O11Rik; 8430413N20Rik; WDR33
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	55339
ID гена	74320
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-208 мышиногo WDR33 (NP_001164437.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
Молекулярный вес белка	30kDa/38kDa/145kDa
Доставка	Сумка со льдом