


Кроличье Поликлональное Антитело Mpc1 Для Wb, Ip, Elisa - Q9Y5U8

Артикул: CM0023902



введение

Кроличье поликлональное антитело MPC1, валидированное для WB, IP, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Нацелено на митохондриальный переносчик пирувата 1, опосредует захват пирувата и необходимо для клеточного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb MPC1
Примечания/Альтернативные названия	MPYCD; BRP44L; CGI-129; SLC54A1; MPC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51660
ID гена	51660
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-109 человеческого MPC1 (NP_057182.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунопреципитация (IP), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5U8
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом