

Поликлональное Кроличье Антитело Против Mphosph6 Для Wb, Elisa - Q99547

Артикул: CM0014413



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого MPHOSPH6 (MPP6), валидированное для WB и ELISA. Распознает MPHOSPH6 человека, мыши и крысы. Подходит для изучения функции экзосомы РНК и процессинга рРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против MPHOSPH6
Примечания/синонимы	MPP; MPP6; MPP-6; MPHOSPH6
Вид	Человек
GeneID (человек)	10200
GeneID	10200
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого MPHOSPH6 (NP_005783.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99547
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Хладагент