


Поликлональное Антитело Кролика Против Mr1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q95460

Артикул: CM0030714



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого MR1 (Q95460), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований MAIT-клеток и противоопухолевого иммунного надзора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против MR1
Примечания/Альтернативные названия	HLALS; MR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3140
GeneID	3140
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-291 человеческого MR1 (NP_001522.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q95460
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом